

ВИХРЕВОЙ VORTEX3000 ELITE

ОПИСАНИЕ

Вортекс вихревой Vortex3000 Elite – модель идеально подходит для задач, где требуется точный контроль скорости и времени работы, таких как смешение компонентов или их перемешивание в невязких жидкостях, ресуспендирование осадка или суспендирование клеток в пробирках объемом до 50 мл.



ОСОБЕННОСТИ











- LED экран с цифровым отображением установленных параметров
- Режим работы по прикосновению или непрерывный
- Специальная конструкция уменьшающая нагрузку на запястье в режиме работы “по прикосновению”
- Светодиодный индикатор с отображением текущего режима работы
- Режим работы по таймеру
- Компактные размеры и небольшой вес дают возможность легко расположить вортекс в ограниченном пространстве лаборатории
- Функция отключения питания в случае электрической перегрузки
- Внешний интерфейс RS-232 и USB-B для подключения к компьютеру
- Набор аксессуаров для работы с одновременно несколькими пробирками различного объема

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон скорости вращения	100...3000 об/мин
Минимальный шаг установки скорости	10 об/мин
Изменение орбиты	4 мм
Максимальная нагрузка	0,5 кг (включая платформу)
Материал корпуса шейкера	полипропилен
Таймер	1 с – 99 мин 59 с 1 мин – 99 ч 59 мин
Габаритные размеры вортекса ШхГхВ	147 x 173 x 92 мм
Потребляемая мощность мотором	15 Вт
Вес	2,8 кг

АКСЕССУАРЫ

ПЛАТФОРМЫ, АДАПТЕРЫ ДЛЯ ПРОБИРОК И МИКРОПЛАНШЕТОВ

Тип	Изображение	Вместимость	Артикул
Платформа (нажимная)		—	V0058
Платформа		—	V0011
Адаптер для микропланшетов		1 шт	V0008
Адаптер для пробирок		для пробирок до 50 мм	36520
Адаптер для пробирок		16 шт диаметром 10 мм	36521
Адаптер для пробирок		9 шт диаметром 12 мм	36522
Адаптер для пробирок		9 шт диаметром 15 мм	36523
Адаптер для пробирок		5 шт диаметром 20 мм	36524
Адаптер для пробирок		4 шт диаметром 25 мм	36525
Адаптер для пробирок		18 шт диаметром 8 мм 28 шт диаметром 10 мм	36526

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:

- Аналитическое оборудование и расходные материалы
- Общелабораторное оборудование и посуда
- Химические реактивы и стандарты
- Лабораторная и специализированная мебель

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

reatorg
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОСНАЩЕНИЕ • СЫРЬЕ

ООО «РЕАТОРГ»

Телефоны:
+7 495 966 31 40
8 800 775 32 11

e-mail: reatorg@reatorg.ru

web: <http://reatorg.ru>

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ И ЛАБОРАТОРИЙ

