

МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА WH260-NH

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Модель WH260-NH – новое слово среди магнитных мешалок с функцией нагрева. Благодаря современной технологии с использованием инфракрасного нагрева стало возможно еще быстрее и эффективнее проводить привычные процессы приготовления растворов, термообработки соединений, а также химические реакции и анализы.



ОСОБЕННОСТИ

- Большой LCD экран с цифровым отображением текущих и установленных параметров
- Уникальное коррозионно стойкое и термостойкое стеклокерамическое покрытие
- Три режима для оптимального и стабильного нагрева образцов разного объема
- Регулируемая допустимая температура перегрева
- Регулируемый ограничитель предельной безопасной температуры
- Режим работы по таймеру
- Индикатор горячей рабочей поверхности
- Контроль температуры образца с внешним датчиком температуры PT100
- Внешний интерфейс USB-A для подключения к компьютеру

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный объем перемешивания (по воде)	20 л
Максимальная рабочая температура	450°C
Максимально контролируемая температура среды (с датчиком PT100)	300°C
Максимальная безопасная температура	500°C
Точность поддержания температуры среды (с датчиком PT100)	±1°C
Диапазон скорости перемешивания	100...1500 об/мин
Размер рабочей поверхности	180 x 180 мм
Материал рабочей поверхности	стеклокерамика
Мощность нагрева	1000 Вт
Габаритные размеры ШxГxВ	190 x 320 x 70 мм
Вес	2,8 кг

АКСЕССУАРЫ

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ



Артикул	Изображение	Диапазон температур	Длина	Материал
PT100-01	①	-30...300°C	170 мм	Нержавеющая сталь
PT100-02		-30...300°C	300 мм	Нержавеющая сталь
PT100-03	②	-30...250°C	170 мм	Нержавеющая сталь с покрытием из PTFE
PT100-04		-30...250°C	300 мм	Нержавеющая сталь с покрытием из PTFE
PT100-06	③	-30...300°C	250 мм	Нержавеющая сталь со стеклянным покрытием

ШТАТИВ С ДЕРЖАТЕЛЕМ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ



Наименование	Артикул
Штатив с держателем в комплекте ① ② ③	PT100-05
Штатив ①	WH220017
Муфта для штатива ②	WH220026
Держатель термодатчика ③	WH220027

МАГНИТНЫЕ МЕШАЛЬНИКИ

Тип мешальника	Изображение	Длина, мм														
		10	15	20	25	30	35	38	40	45	50	51	60	70	75	80
Цилиндрический		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓					✓
Цилиндрический с плоским ребром			✓	✓		✓			✓		✓		✓	✓		✓
Октаэдрический с осевым кольцом			✓		✓			✓				✓				✓
Овальный				✓	✓	✓	✓		✓		✓					
Крестообразный				✓					✓				✓			

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:

- Аналитическое оборудование и расходные материалы
- Общелабораторное оборудование и посуда
- Химические реактивы и стандарты
- Лабораторная и специализированная мебель

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

reatorg
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОСНАЩЕНИЕ • СЫРЬЕ

ООО «РЕАТОРГ»

Телефоны:
+7 495 966 31 40
8 800 775 32 11

e-mail: reatorg@reatorg.ru

web: <http://reatorg.ru>

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ И ЛАБОРАТОРИЙ

